

# Roger Unlimited

Mehr bedeutende Verbindungen schaffen mit Roger.

Feuersteintagung 2024





# Roger-Empfänger

Gestern



Heute



Ab sofort




# Weniger komplex, mit unbegrenzten digitalen Receivern

## Vereinfachte Installation




## Vereinfachtes Portfolio



## Was ist neu beim Roger Touchscreen Mic?

Anpassung der  
Stummschaltungs-  
Statusanzeige



Verbesserte Menü- und  
Einstellungsnavigation

# 1. Neue Benutzeroberfläche



- Verbesserte Menü- und Einstellungsnavigation
- Optionen, die von den Nutzern häufig verwendet werden, wurden identifiziert und für einen leichteren Zugriff verlegt



## 2. Stummschaltungsanzeige



Anpassung der Stummschaltungsanzeige (LED).

- Helligkeit
- Kontinuierlich leuchtend/blinkend

**Blinken**



**Kontinuierlich leuchtend**



# Was ist neu bei Roger On?




<sup>1</sup> Erhältlich als rückwärtskompatibles Firmware-Upgrade.

# 1. SmartMute



- Wenn Roger stummgeschaltet ist, verlassen die Hörsysteme das RogerDirect + Mic und wechseln zum AutoSense OS
- So profitieren die Hörsystemträger von der Phonak SmartSpeech™ Technologie, auch wenn Roger nicht verwendet wird.



## 2. Wide Pointing Mode



**Mit einem breiteren Beamformer als im Pointing Modus für eine bessere Wahrnehmung von mehreren Sprechern**

- Aufnahmebereich der Sphäre von vorn
- Stereo-Modus\*

### **Größere Vielseitigkeit der Anwendungsfälle**

- Auf dem Tisch z. B. bei Podiumsdiskussionen
- In der Hand, z. B. bei Besprechungen im Stehen (ohne Tisch) oder bei mehreren Sprechern



### 3. Kratzfestes Display




- Bessere Widerstandsfähigkeit gegen leichte Kratzer, wenn es sich nicht in einem Case befindet
- Die Haltbarkeit des Bildschirms wurde nach den Industrienormen (DIN 68861) getestet.



## 4. myRogerMic App



- Verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
- Neues Popup-Fenster, wenn ein Träger eines Paares des RogerDirect Hörsystems die App öffnet
- Auf dem Hauptbildschirm befindet sich jetzt ein Zahnrad-Symbol für einfachen Zugriff auf die Einstellungen



# Fassen wir zusammen



**Roger Touchscreen Mic 3**

- ➔ Unbegrenzte Empfänger
- ➔ Individuell anpassbare Stummschaltungsanzeige
- ➔ Verbesserte Menünavigation



**roger**



**Roger On 3**

- ➔ Unbegrenzte Empfänger
- ➔ Wide Pointing Modus
- ➔ Kratzfestes Display
- ➔ Verbesserte Mobile App
- ➔ SmartMute



**Roger Select 3**


- ➔ Unbegrenzte Empfänger



**Roger Table Mic 3**

- ➔ Unbegrenzte Empfänger

# Phonak ERA™, unser neuer extrem reaktionsschneller Chip für Infinio



# Roger Übersicht & Roger Instagram

Roger Showpad Übersicht



Roger\_by\_Phonak auf Instagram





Gemeinsam  
verändern wir  
Leben